



Αντιδραστήρια τριαζόλης σκόνη φακελάκια, 100 τμχ.

Αρ. προϊόντος:

2141299

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό της βενζοτρίαζόλης (1-16 mg/L) ή της τολυλοτρίαζόλης (1-20 mg/L).

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8079
Εύρος μέτρησης :	1,0 - 20,0 mg/L τολυλοτρίαζόλης
Εύρος μέτρησης (2):	1,0 - 16,0 mg/L Βενζοτρίαζόλη
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Φωτόλυση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
Όργανο :	Όλα εκτός από τα PC II, DR/850, DR/820
Παράμετρος :	Βενζοτρίαζόλη, τολυλοτρίαζόλη