



Αντιδραστήρια DPD για ολικό χλώριο, σκόνη σε φακελάκια 10 ml, 1000/συσκ.

Αρ. προϊόντος:

2105628

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Φακελάκια αντιδραστηρίου DPD σε σκόνη για τον προσδιορισμό του ολικού χλωρίου. Εύρος μέτρησης 0,02 έως 2,00 mg/L Cl₂. Για δείγμα 10 mL.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	1000
Αριθμός μεθόδου :	8167
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Χλώριο, ολικό
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C