



Διάλυμα αντιδραστηρίου γλυκίνης, 10 %, 29 mL SCDB

Αρ. προϊόντος:

2762133

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Για τον προσδιορισμό διοξειδίου του χλωρίου, με τη μέθοδο DPD/γλυκίνης, 0,04 - 5,00 mg/L ClO₂.

Αντιδραστήριο γλυκίνης για τις μεθόδους διοξειδίου του χλωρίου / DPD της Hach. Ανεξάρτητη φιάλη των 29 mL με σταγονόμετρο

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8065
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	29 ml
Όνομα μεθόδου :	DPD