



Αντιδραστήρια Ολικού Χλωρίου, φακελάκια DPD, 25 mL, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

1406499

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό Ολικού Χλωρίου LR 0.02-2.00 mg/L Cl₂, HR 0.1-10.0 mg/L Cl₂ και Βρωμίου, 0.05-4.50 mg/L Br₂.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8167 LR
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Όργανο :	DR/3000, DR/2000
Παράμετρος :	Ολικό Χλώριο, Βρώμιο, Ιώδιο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C