



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου DPD ελεύθερου χλωρίου, 25 mL, συσκ./1000

Αρ. προϊόντος:

1407028

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Για τον προσδιορισμό ελεύθερου χλωρίου με τη μέθοδο DPD.

Αποδεκτή από τη USEPA για την αναφορά ανάλυσης πόσιμου νερού με χρήση της μεθόδου 8021 της Hach.

Εύρη μέτρησης: LR: έως και 2,00 mg/L, MR: 0,05 - 4,50 mg/L, HR: 0,1 - 10,0 mg/L.

Μεγέθη δειγμάτων: LR: 25 mL, MR: 10 mL, HR: 5 mL.

Συσκευασία από 1000 φακελάκια με σκόνη.

Χωρίς βορικό οξύ!

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	1000
Αριθμός μεθόδου :	10245
Εύρος μέτρησης :	25 mL
Εύρος μέτρησης (2):	0,05 - 4,50 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	DPD
Παράμετρος :	Χλώριο, ελεύθερο
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C έως 25 °C