



Αντιδραστήριο DPD ελεύθερου χλωρίου, αντιδραστήριο δοσομετρητή Swiftest (επαναπλήρωση)

Αρ. προϊόντος:

2105560

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Φιαλίδιο δοσομετρητή αντιδραστηρίων DPD για τον προσδιορισμό του ελεύθερου χλωρίου, εύρος μέτρησης 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	250
Αριθμός μεθόδου :	8021
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Swiftest
Όνομα μεθόδου :	DPD
Παράμετρος :	Χλώριο, ελεύθερο

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Αντιδραστήριο ελεύθερου χλωρίου DPD, δοσομετρητής Swiftest(TM) (Item 2802300)