



Φυσίγγιο ψηφιακού τιτλοδότη TitraVer EDTA, 0,0800 M

Αρ. προϊόντος:

1436401

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Πρότυπο διάλυμα έτοιμο για χρήση, για προσδιορισμό του ασβεστίου και της ολικής σκληρότητας, εύρος μετρήσεων 10-160 mg/L CaCO₃.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8204
Εύρος μέτρησης :	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	EDTA (CalVer® 2)
Παράμετρος :	Σκληρότητα, ασβέστιο και ολική
Τιτλοδότης :	EDTA 0,0800 M

Απαιτούμενα παρελκόμενα

- Ψηφιακός τιτλοδότης με πλαστικό βαλιτσάκι (Item 1690001)