



TitraVer Φύσιγγα με EDTA για την ψηφιακή συσκευή τιτλοδότησης, 0,800 M

Αρ. προϊόντος:

1439901

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Πρότυπο διάλυμα έτοιμο για χρήση, για προσδιορισμό του ασβεστίου και της ολικής σκληρότητας, εύρος μετρήσεων 100-4000 mg/L CaCO₃.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8213
Εύρος μέτρησης :	100 - 4000 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	EDTA (CalVer® 2)
Παράμετρος :	Σκληρότητα, ολική
Τιτλοδότης :	EDTA 0,800 M