



Φύσιγγα με EDTA για την ψηφιακή συσκευή τιτλοδότησης, 0,714 M

Αρ. προϊόντος:

1495901

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Διάλυμα τιτλοδότη έτοιμο για χρήση για την ανάλυση της ολικής σκληρότητας, 10 - 100+ G.d.H. CaCO₃.

Ακριβή αποτελέσματα - όποτε και όπου τα χρειαστείτε

Οι ψηφιακές μέθοδοι τιτλοδότησης χρησιμοποιούν μια συσκευή διανομής υψηλής ακρίβειας και φυσίγγια συμπτυκνωμένου διαλύματος τιτλοδότησης για τη διενέργεια αναλύσεων στο εργαστήριο, στο εργοστάσιο ή στο πεδίο.

Γρήγορο και ευέλικτο

Τα εναλλάξιμα φυσίγγια σάς επιτρέπουν να αλλάζετε διαλύματα τιτλοδότησης μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν απαιτείται καθαρισμός ή έκπλυση των προχοϊδων.

Ευέλικτο

Διατίθενται πάνω από 50 συνδυασμοί παραμέτρων/εύρους μέτρησης

Οικονομικό

Τα συμπτυκνωμένα διαλύματα τιτλοδότησης επιτρέπουν 40-100 τυπικές τιτλοδοτήσεις ανά φυσίγγιο.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	40 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8204
Εύρος μέτρησης :	10 - 200 G.d.h.
Κατηγορία:	Ψηφιακός τιτλοδότης
Όνομα μεθόδου :	EDTA (CalVer2)
Παράμετρος :	Σκληρότητα, ασβέστιο
Τιτλοδότης :	EDTA 0,714 M