



Σετ αντιδραστηρίων μέτρησης Χλωριούχων, 0.1-25.0 mg/L Cl⁻

Αρ. προϊόντος:

2319800

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Σετ αντιδραστηρίων για την μέτρηση Χλωριούχων μέθοδος Mercuric Thiocyanate.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :

100

Αριθμός μεθόδου :

8113

Εύρος μέτρησης :

0 - 25,0 mg/L Cl⁻

Κατηγορία:

Διάλυμα

Όνομα μεθόδου :

Mercuric Thiocyanate

Όργανο :

Όλα εκτός DR/800, PC II

Παράμετρος :

Χλωριούχα

Υποσημείωση :

*Γενικά, το DR 5000 εκτελεί την ίδια μέθοδο με το DR/4000. Το DR 2800 εκτελεί την ίδια μέθοδο με το DR 2700, DR/2500, και DR/2400. Ίσως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.