



CalVer 2 Δείκτης Ασβεστίου σε φακελάκια, 50 mL δείγμα (100 τεμ.)

Αρ. προϊόντος:

85299

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για τον προσδιορισμό Ασβεστίου με την μέθοδο τιτλοδότησης EDTA.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	10 - 4000 mg/L CaCO ₃
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Όνομα μεθόδου :	EDTA Τιτλοδότηση
Παράμετρος :	Σκληρότητα Ασβεστίου