



Διάλυμα αντιδραστηρίου Molybdate 3, 100 mL

Αρ. προϊόντος:

199532

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου σε χαμηλό εύρος μέτρησης (0 - 1,60 mg/L SiO₂) και εξαιρετικά χαμηλό εύρος μέτρησης (0 - 1000 ug/L SiO₂), με τη μέθοδο Heteropoly Blue.

Προδιαγραφές

Method Number 2 Chemistry:	8282
Αριθμός δοκιμών :	100
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 mL
Όνομα μεθόδου :	Heteropoly Blue
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου