



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου μολυβδαινικών

Αρ. προϊόντος:

2107369

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του πυριτίου, εύρος μετρήσεων 1-100 mg/L SiO₂. Για δείγμα 10 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8185
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Silicomolybdate
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου