



Σετ αντιδραστηρίων διοξειδίου του πυριτίου, εύρος μέτρησης 0,010-1,600 mg/L SiO₂

Αρ. προϊόντος:

2459300

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό του διοξειδίου του πυριτίου, με τη μέθοδο Heteropoly Blue. Για δείγμα 10 mL.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8186
Ειδικά χαρακτηριστικά :	LR, 10 mL, 100 tests
Εύρος μέτρησης :	10 mL
Όνομα μεθόδου :	Heteropoly Blue
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Παράμετρος :	Διοξείδιο του πυριτίου