



Διάλυμα αντιδραστηρίου 2 DEHA (500 mL)

Αρ. προϊόντος:

2168049

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Για τον προσδιορισμό των δεσμευτών οξυγόνου με τη μέθοδο αναγωγής σιδήρου.

Προδιαγραφές

Αριθμός μεθόδου :	8140
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όνομα μεθόδου :	Αναγωγή σιδήρου
Παράμετρος :	Δεσμευτές οξυγόνου