



Κόκκος εμβολιασμού BOD, Polyseed, συσκ./50 κάψουλες

Αρ. προϊόντος:

2918700

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Κόκκος εμβολιασμού BOD για χρήση σε διαδικασίες τεστ βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (BOD₅). Μείγμα εξειδικευμένων μικροβιακών καλλιεργειών σε εύχρηστη κάψουλα. Σχεδιασμένο για να παρέχει ένα ομοιόμορφο πρότυπο για την αποσύνθεση των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων σε αναλύσεις BOD₅. Συσκευασία με 50 κάψουλες. International Laboratory Supply (InterLab), LTD

* Σταθερή πηγή κόκκων: ίδια βακτήρια, ίδιος τύπος βακτηρίων, ίδια ποσότητα μείγματος βακτηρίων

* Γνωστή περιεκτικότητα σε βακτήρια, ελεύθερη παθογόνων

* Εξοικονόμηση και πρακτικό προμετρημένο ξηρό προϊόν σε εύχρηστες κάψουλες

* Διάρκεια ζωής: δύο έτη

Προδιαγραφές

Package settings:	Κάψουλες
Αριθμός μεθόδου :	8043
Εφαρμογή:	Παρασκευή νερού αραίωσης
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 τμχ.
Όνομα μεθόδου :	Αραίωση
Παράμετρος :	Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο
Περιγραφή :	Πηγή κόκκων
Τύπος :	Πηγή κόκκων