



Φακελάκια με σκόνη δείκτη χλωριόντων 2 για δείγμα 100 mL, συσκ./50

Αρ. προϊόντος:

105766

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Σκόνη αντιδραστηρίου μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία που χρησιμοποιείται ως δείκτης για την αργυρομετρική τιτλοδότηση χλωριόντων. 50/συσκευασία

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Αριθμός μεθόδου :	8207
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	50 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Τιτλοδότηση νιτρικού αργύρου
Παράμετρος :	Χλωρίοντα