



SulfaVer 4 Αντιδραστήρια μέτρησης Θεϊκών, φακελάκια 2-70mg/L SO₄

Αρ. προϊόντος:

1206599

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό Θεϊκών. Για 25 mL δείγμα. συσκ/100

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Reference method:	USEPA 375.4
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8051
Εύρος μέτρησης :	2 - 70 mg/L SO ₄
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /pk
Όνομα μεθόδου :	SulfaVer 4
Όργανο :	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Παράμετρος :	Θεϊκά
Περιγραφή :	SulfaVer 4 αντιδραστήρια Θεϊκών PP, 25ml
Υποσημείωση :	*Γενικά το DR 5000 χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο όπως και το DR/4000. Το DR 2800 χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο όπως DR 2700, DR/2500, και DR/2400. Μπορεί να υφίστανται κάποιες εξαιρέσεις.