



Σετ αντιδραστηρίων για θειώδη άλατα, εύρος μετρήσεων 0,1-5,0 mg/L SO₃

Αρ. προϊόντος:

HPT430

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Sulfite Reagent set
Ειδικές σημειώσεις :	μόνο για τα DR 4000, DR 2500, DR 2400 και DR 2010, απαιτείται κυψελίδα δείγματος της HACH (21228), 25x54 mm, 10 mL
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Όνομα μεθόδου :	Μέθοδος της Hach
Παράμετρος :	Θειώδη άλατα
Συνθήκες Αποθήκευσης:	15 °C - 25 °C