



Κιτ βαθμονόμησης με πρότυπα θολότητας Stablcal για το 2100P

Αρ. προϊόντος:

2659405

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Τέσσερα έτοιμα προς χρήση, πρωτογενή σταθεροποιημένα πρότυπα διαλύματα φορμαζίνης. Το κιτ περιλαμβάνει σφραγισμένα φιαλίδια από καθένα από: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	Σετ 4 σφραγισμένων φιαλιδίων
Όργανο :	2100P
Παράμετρος :	Θολότητα
Συγκέντρωση :	< 0,1, 20, 100, 800 NTU