



Διάλυμα καθαρισμού ηλεκτροδίων, εξαιρετικά ισχυρό RENOVO.X, 250 mL

Αρ. προϊόντος:

S16M002

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Διάλυμα καθαρισμού ηλεκτροδίων για την αφαίρεση δύσκολων ιζημάτων πρωτεϊνών. Πρακτικό για τον καθαρισμό του αισθητήρα pH μετά από χρήση σε δείγματα ακάθαρτου νερού ή σε βιολογικά ενεργά δείγματα.

Προδιαγραφές

Formula:	Υποχλωριώδες νάτριο
Solution Type:	Καθαρισμός
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	250 mL
Παράμετρος :	Διάλυμα καθαρισμού
Περιγραφή :	Όταν τα διαλύματα περιέχουν πρωτεΐνη, για παράδειγμα, απαιτούνται ισχυρότεροι παράγοντες καθαρισμού.