



Αντιδραστήρια νιτρικών, σκόνη σε φακελάκια, εύρος μέτρησης 0,3-30 mg/L NO₃-N

Αρ. προϊόντος:

2106169

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό των νιτρικών με τη μέθοδο αναγωγής καδμίου. Για δείγματα 10 mL, 100 τμχ.

Προδιαγραφές

Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8171 MR
Εύρος μέτρησης :	0,3 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Εύρος μέτρησης (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Αναγωγή καδμίου
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2010, DR/2000
Παράμετρος :	Νιτρικά
Περιγραφή :	Φακελάκια αντιδραστηρίου νιτρικών NitraVer® 5 σε σκόνη, 10 mL HR, MR
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C - 25 °C
Υποσημείωση :	†MR (μεσαίο εύρος), η μέθοδος δεν μπορεί να εκτελεσθεί στο DR/850, DR/820, or PC II.