



NitriVer 3 Αντιδραστήριο νιτρωδών, σκόνη σε φακελάκια

Αρ. προϊόντος:

2107169

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του αζώτου νιτρωδών, εύρος μέτρησης 0,002-0,300 mg/L NO₂-N. Για δείγματα 10 mL, 100 τμχ.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8507
Εύρος μέτρησης :	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Διαζώτωση
Όργανο :	Όλα εκτός από το PC II
Παράμετρος :	Νιτρώδη
Περιγραφή :	Αντιδραστήριο νιτρωδών NitriVer 3, 10 mL