



Φακελάκια σαλικυλικής αμμωνίας, σκόνη σε φακελάκια

Αρ. προϊόντος:

2653299

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Αντιδραστήριο σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του αζώτου αμμωνιακών (Μέθοδος σαλικυλικών), εύρος μέτρησης 0,01-0,50 mg/L NH₃-N. Για δείγμα 10 mL. 100/συσκ.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8155
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Σαλικυλικά
Παράμετρος :	Αμμωνία