



Σετ αντιδραστηρίων αμμωνίας, σκόνη σε φακελάκια, εύρος μέτρησης 0,01-0,50 mg/L NH₃-N

Αρ. προϊόντος:

2668000

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήρια σε σκόνη σε σφραγισμένες συσκευασίες για τον προσδιορισμό του αζώτου αμμωνιακών (Μέθοδος σαλικυλικών). Για δείγματα 10 mL, 100 τμχ.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8155
Εύρος μέτρησης :	10 mL
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όνομα μεθόδου :	Σαλικυλικά
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR820
Παράμετρος :	Αμμωνία