



Άζωτο, αμμωνία, TNT, 0,02 - 2,50 mg/L NH₃-N

Αρ. προϊόντος:

2604545

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Μέθοδος Test 'N Tube. 25-50 τεστ

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25 - 50
Αριθμός μεθόδου :	10023
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Σαλικυλικά
Παράμετρος :	Αμμωνία
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C