



TNT για νιτρικά, 0,002 - 0,500 mg/L NO₂-N

Αρ. προϊόντος:

2608345

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Μέθοδος Test 'N Tube Για προσδιορισμό των νιτρικών με διαζώτωση. 50 τεστ

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	50
Αριθμός μεθόδου :	10019
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	0,003 - 0,500 mg/L NO ₂ -N
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Διαζώτωση
Παράμετρος :	Νιτρώδη
Περιγραφή :	Σετ αντιδραστηρίων TNT NitriVer 3