



Διάλυμα αντιδραστηρίου φθοριούχων SPADNS, εύρος μέτρησης 0,02-2,00 mg/L F⁻ (500 mL)

Αρ. προϊόντος:

44449

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	125
Αριθμός μεθόδου :	8029
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όνομα μεθόδου :	SPADNS
Όργανο :	Όλα εκτός από το DR/820
Παράμετρος :	Φθοριούχα