



Όζον ACCUVAC, MR, εύρος μέτρησης 0,01-0,75 mg/L O₃

Αρ. προϊόντος:

2517025

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Οι αμπούλες ACCUVAC περιέχουν τον ακριβή όγκο αντιδραστηρίου για ένα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φιαλίδιο μέτρησης. Για τον προσδιορισμό του όζοντος με τη μέθοδο Indigo. συσκ. των 25

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	25
Αριθμός μεθόδου :	8311
Εύρος μέτρησης :	0,01 - 0,75 mg/L O ₃
Κατηγορία:	Accuvac
Όνομα μεθόδου :	Indigo
Όργανο :	Όλα εκτός από το DR/820
Παράμετρος :	Όζον
Περιγραφή :	Όζον AccuVac, MR