



Φωσφορικά, ολικά, TNT, 0,06 - 3,5 mg/L PO₄

Αρ. προϊόντος:

2742645

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Test 'N Tube

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Προδιαγραφές

Parameter:	Total Phosphorous
Reference method:	SM 4500 P-E
Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25 - 50
Αριθμός μεθόδου :	8190
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	PhosVer 3 με χώνευση υπερθειικού οξέος
Παράμετρος :	Φώσφορος, ολικός
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C