



Φωσφορικά, ολικά, TNT, 1,0 - 100 mg/L PO₄

Αρ. προϊόντος:

2767245

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο



Τεστ φιαλιδίων (Ø 16 mm), πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αντιδραστήρια, βελτιστοποιημένο για αξιόπιστα αποτελέσματα μετρήσεων και εύκολο χειρισμό. TNT = Test 'N Tube

Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.

Τα Test 'N Tube παρέχουν ασφάλεια και αξιόπιστες μετρήσεις

Τα φιαλίδια 16-mm με καπάκια αποτελούν πλήρες σύστημα για αντίδραση και μέτρηση

Εύκολη παραγγελία

Όλα τα απαιτούμενα φιαλίδια και αντιδραστήρια περιλαμβάνονται στην συσκευασία

Διεξάγεται την χώνευση και την μέτρηση στο ίδιο φιαλίδιο

Εξοικονόμηση χώρου, χρόνου και απαιτήσεων

Προδιαγραφές

Parameter:	Total Phosphorous
Απαιτείται χώνευση:	Ναι
Αριθμός δοκιμών :	25 - 50
Αριθμός μεθόδου :	10127
Ειδικές σημειώσεις :	Η μέτρηση των φιαλιδίων TNT 16 mm μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο DR900. Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της περιοχής σας.
Εύρος μέτρησης :	1,0 - 100 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Test 'N Tube
Όνομα μεθόδου :	Βαναδικό άλας μολυβδαινίου με χώνευση υπερθειικού οξέος
Παράμετρος :	Φώσφορος, ολικός
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 - 25 °C