



Φακελάκια με σκόνη αντιδραστηρίου υπερθειϊκού καλίου, συσκ./100

Αρ. προϊόντος:

2084769

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήριο σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία για δοκιμή φωσφονικών και ολικών φωσφορικών TNT.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Οξείδωση υπερθειϊκών
Παράμετρος :	Φωσφονικά, Ολικός φωσφόρος