



Φακελάκια αντιδραστηρίου σε σκόνη για τα φωσφορικά άλατα, εύρος μετρήσεων 0,02-2,50 mg/L PO₄

Αρ. προϊόντος:

2106069

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Αντιδραστήρια σε σκόνη μέσα σε σφραγισμένη συσκευασία για τον προσδιορισμό των ορθοφωσφορικών. Για δείγματα 10 mL, συσκ. των 100.

Προδιαγραφές

EPA compliant:	Ναι
Reference method:	SM 4500-P-E
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	8048
Εύρος μέτρησης :	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Φακελάκια σε σκόνη
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	100 /συσκ.
Όνομα μεθόδου :	Ασκορβικό οξύ
Όργανο :	Όλα εκτός από τα DR/3000, DR/2000, DR/820
Παράμετρος :	Όρθο-Φωσφορικά
Συνθήκες Αποθήκευσης:	10 °C - 25 °C