



Συσκευασία αντιδραστηρίου 3 για αναλυτή διοξειδίου του πυριτίου 5500 sc

Αρ. προϊόντος:

6775102

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Περιλαμβάνει φιάλη 2 L απιονισμένου νερού και σκόνης για ανάμειξη.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :

Μη διαθέσιμο

Όργανο :

5500sc Διοξειδίο του πυριτίου

Παράμετρος :

Διοξειδίο του πυριτίου

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς σε δροσερό, χωρίς υγρασία και καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από την υγρασία.