



Πιπέτα, μεταβλητού όγκου, 1,0 - 5,0 mL

Αρ. προϊόντος:

BBP065

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Οι μονοκάναλες πιπέτες μεταβλητού όγκου, με εκτόπιση αέρα, της Hach, διαθέτουν στιβαρή σχεδίαση, άνετη εργονομία, έξυπνη λειτουργία απόρριψης των ρυγχών και δυνατότητα λειτουργίας με το ένα χέρι. Εξαιρετική ακρίβεια με ρυθμίσεις σε βήματα των 50 μ L (0,05 mL). Ιδανικές για χρήση με τα αντιδραστήρια LCK της Hach. Παρέχονται με πρωτόκολλο βαθμονόμησης και εργαλείο συντήρησης.

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη

Τι περιέχει το καλάθι:

Πιπέτα 1,0 - 5,0 mL, εργαλείο συντήρησης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, βασικό εγχειρίδιο.

Τα ρύγχη δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Τι περιέχει το καλάθι

Πιπέτα 1,0 - 5,0 mL, εργαλείο συντήρησης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, βασικό εγχειρίδιο. Τα ρύγχη δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.