



Πιπέτα, μεταβλητού όγκου, 0,1 - 1,0 mL

Αρ. προϊόντος:

BBP078

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 1 εβδομάδας

Οι μονοκάναλες πιπέτες μεταβλητού όγκου, με εκτόπιση αέρα, της Hach, διαθέτουν στιβαρή σχεδίαση, άνετη εργονομία, έξυπνη λειτουργία απόρριψης των ρυγχών και δυνατότητα λειτουργίας με το ένα χέρι. Εξαιρετική ακρίβεια με ρυθμίσεις σε βήματα των 5 μL (0,005 mL). Ιδανικές για χρήση με τα αντιδραστήρια LCK της Hach. Παρέχονται με πρωτόκολλο βαθμονόμησης και εργαλείο συντήρησης.

Τα ρύγχη των πιπετών πωλούνται ξεχωριστά (BBP079).

Προδιαγραφές

Όγκος/Μέγεθος πακέτου :

1 έκαστη

Τι περιέχει το καλάθι:

Πιπέτα 0,1 - 1,0 mL, εργαλείο συντήρησης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, βασικό εγχειρίδιο.

Τα ρύγχη δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Τι περιέχει το καλάθι

Πιπέτα 0,1 - 1,0 mL, εργαλείο συντήρησης, πιστοποιητικό βαθμονόμησης, βασικό εγχειρίδιο. Τα ρύγχη δεν περιλαμβάνονται και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.