



Be Right™



POCKET Colorimeter II Colorimeter Test Kit for Chlorine analysis

Αρ. προϊόντος:

5870000

Επικίνδυνο

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.



Small in size, big on waterproof analysis

Portable Colorimeter programmed for the determination of Free and Total Chlorine (DPD), 0.02-2.0 / 0.10-8.0 mg/L Cl₂. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simple: all functions are available via only four keys

Powerful: battery operation for up to 2000 tests

Clear readings: even under difficult conditions, thanks to backlit display and large readout

Reliable results with no mains connection

Rugged construction yet lightweight

Προδιαγραφές

Compliance certifications:	CE
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
User interface:	Numeric
Ανιχνευτής :	Silicon detector
Απορρόφηση:	0 - 2.5 Abs
Αριθμός δοκιμών :	50 - 100
Αριθμός μεθόδου :	8021 (F), 8167 (T)
Βάρος :	0,23 kg
Διαστάσεις (ΥxΠxB):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Διεπαφή :	rubber keys
Εγγύηση :	2 Έτη
Εύρος μέτρησης :	- F&T Cl ₂
Εύρος μέτρησης (2):	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Καταγραφή δεδομένων :	10 measured values + time
Κατάταξη περιβάλλοντος :	IP67 (εκτός από το χώρο τοποθέτησης μπαταριών)
Λειτουργία παύσης :	4, AAA size alkaline cells
Μήκος κύματος :	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Μικρότερα βήματα ανάλυσης :	0.01
	0.1
Οθόνη:	LCD, backlit
Όνομα μεθόδου :	Colorimeter/DPD
Παράμετρος :	Chlorine, low range - as free & total Cl ₂
Περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία :	10 - 40 °C
Περιβαλλοντικές συνθήκες: σχετική υγρασία :	max. 90 % relative humidity (non-condensing)
Σκοπός προμήθειας :	PC II, sample cells, manual, carry case. Reagents included: 100 tests each for low range or 50 tests each for high range.
Συμβατότητα κυψελίδας :	1 inch round / 13 mm round /1cm square (with optional adapter)
Φασματικό εύρος ζώνης :	15 nm filter bandwidth
Φωτομετρικό εύρος μέτρησης :	0 - 2 Abs
Χρόνος ζωής μπαταρίας :	2000 tests
	* backlight will decrease battery life