



## **BOD TRAK II Αναπνευσιομετρική συσκευή για προσδιορισμό του BOD με εξαρτήματα**

**Αρ. προϊόντος:**

**2952400**

**Επικίνδυνο**

EUR Τιμή:  
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας



Μανομετρικός συσκευή εργαστηριακών μετρήσεων του BOD(n), μονάδα ελέγχου και αναδευτήρας με αισθητήρια πίεσης για 6 φιάλες.

Προγράμματα μέτρησης του BOD για 5, 7, 10 ημέρες, τεστ βιοδιάσπασης OECD για 30 ημέρες.

Εύρος μετρήσεων 0-700 mg/L O<sub>2</sub>, μεταβλητό.

Περλ. 6 ελαστικά δακτυλιοειδή πώματα, 6 φιάλες των 492 mL από σκούρο γυαλί, λιπαντικό, 6 μαγνητικούς αναδευτήρες, χοάνη, 1 πακ. σακουλάκια LiOH σε σκόνη, 1 πακ. σακουλάκια θρεπτικού μέσου σε σκόνη.

---

### **Προδιαγραφές**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOD Bottle:            | 473 mL/6 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Output Voltage:        | 24V, εγκεκριμένο κατά UL CSA και TUV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Βάρος :                | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Διεπαφή :              | RS232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Εγγύηση :              | 24 μήνες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Είσοδος ρεύματος :     | 110 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Εύρος μέτρησης :       | 0 - 700 mg/L (Δυνατότητα επιλογής: 0 έως 35, 0 έως 70, 0 έως 350 ή 0 έως 700 mg/L O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Μέθοδος μέτρησης :     | Manometric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ολίσθηση:              | < 3 mg/L BOD σε 5 ημέρες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Όργανο :               | BOD Trak II Apparatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Τι περιέχει το καλάθι: | Η συσκευή BODTrak II περιλαμβάνει καλώδια τροφοδοσίας με φισ για τη Βόρεια Αμερική και την ηπειρωτική Ευρώπη, τροφοδοτικό με αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου, έξι φιάλες, έξι μαγνητικές ράβδους ανάδευσης, έξι πώματα σφράγισης, σπάτουλα, σακουλάκια ρυθμιστικού διαλύματος θρεπτικού μέσου για μέτρηση του BOD και υδροξείδιο του καλίου σε ταμπλέτες. |
| Υποσημείωση :          | *Η μέθοδος BODTrak II δεν είναι εγκεκριμένη από την USEPA για τη δημιουργία αναφορών NPDES.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Χωρητικότητα :         | Έξι 492 mL φιάλες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

**Τι περιέχει το καλάθι**

Η συσκευή BODTrak II περιλαμβάνει καλώδια τροφοδοσίας με φισ για τη Βόρεια Αμερική και την ηπειρωτική Ευρώπη, τροφοδοτικό με αυτόματη επιλογή τάσης δικτύου, έξι φιάλες, έξι μαγνητικές ράβδους ανάδευσης, έξι πώματα σφράγισης, σπάτουλα, σακουλάκια ρυθμιστικού διαλύματος θρεπτικού μέσου για μέτρηση του BOD και υδροξείδιο του καλίου σε ταμπλέτες.