



Sension pH combination Gel electrode

Αρ. προϊόντος:

5193500

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Standard combination pH electrode with a non-refillable gel reference and built-in temperature sensor. Contains fixed cable with 5-pin circular connector.

Προδιαγραφές

Connector (text):	5-pin circular Connector
Electrode junction :	Glass frit
Διάλυμα πλήρωσης :	Non-refillable gel
Εγγύηση :	6 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας :	συνεχή χρήση: 0 – 45 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Μήκος :	152.5 mm
Μήκος καλωδίου :	0.91 m
Τύπος αισθητηρίου :	Glass
Τύπος ηλεκτροδίων :	Laboratory
Υλικό :	Sensor Body: Epoxy