



Be Right™



Εργαστηριακό, πληρωμένο με γέλη ηλεκτρόδιο pH χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης Intellical PHC101, καλώδιο 1 μέτρου

Αρ. προϊόντος:

PHC10101

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Το Intellical PHC101 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Το PHC101 έχει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης χάρη σε ένα μη επαναπληρώσιμο, πληρούμενο με γέλη, μονό ανοικτό σύνδεσμο αναφοράς. Η εργαστηριακή έκδοση αυτού του ηλεκτροδίου pH διαθέτει προστασία από τους κραδασμούς. Το σώμα από εποξειδικό πλαστικό παρέχει προστασία μέχρι και τον γυάλινο βολβό του στοιχείου ανίχνευσης. Το ηλεκτρόδιο διατίθεται με καλώδιο 1 ή 3 μέτρων. Το ηλεκτρόδιο PHC101 είναι ιδανικό για τη μέτρηση του pH σε υγρά απόβλητα, πόσιμο νερό και γενικές εφαρμογές με υδατικά δείγματα. Το PHC101 δεν είναι κατάλληλο για χρήση με οργανικούς διαλύτες ή δείγματα με pH κάτω από 2.

Το Intellical PHC101 παρέχει γρήγορη, σταθερή απόκριση σε εφαρμογές υγρών αποβλήτων

Μοναδικός αισθητήρας στερεάς γέλης και ανοικτός σύνδεσμος αναφοράς ειδικά σχεδιασμένος για μέτρηση pH σε υγρά απόβλητα.

Ο ψηφιακός αισθητήρας pH Intellical παρέχει απόλυτη ιχνηλασμότητα στο ιστορικό μετρήσεων

Αποθηκευμένη σφραγίδα χρόνου και ημερομηνίας για κάθε μέτρηση, αναγνωριστικό χειριστή και δείγματος, ιστορικό βαθμονόμησης, παράμετρος και σειριακός αριθμός αισθητήρα pH

Ο ψηφιακός αισθητήρας pH Intellical ειδοποιεί τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθμονόμηση

Δεν απαιτούνται εικασίες για την παροχή των πιο αξιόπιστων και ακριβών αποτελεσμάτων με κάθε μέτρηση.

Ο ψηφιακός αισθητήρας pH Intellical μπορεί να μετακινηθεί μεταξύ μετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθμονόμησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθμίσεων μέτρησης

Ιδανικός για περιβάλλον πολλών χρηστών με πολλούς εργαστηριακούς και φορητούς μετρητές σειράς HQD.

Προδιαγραφές

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Εποξικό υλικό
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH σε pH 12,6 σε 1 M NaOH
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	±0,3 °C
Απαιτήσεις δοκιμής:	Απαιτούμενη παράμετρος: pH
	Ελάχιστο βάθος δείγματος (mm): 20
Βάρος :	0,1 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Διπλός σύνδεσμος αναφοράς
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 50 °C
Εύρος μέτρησης :	pH 2 - 14

Εφαρμογή:	Clean & Dirty Samples
Θερμική αντίσταση :	ATC
Κιτ προϊόντος:	Μοντέλο: PHC101
Μήκος :	Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: Κανένα
Μήκος καλωδίου :	175 mm
Παράμετρος :	1 m
Σετ::	pH
Σύνδεση :	Όχι
Τι περιέχει το καλάθι:	Ανοικτή σύνδεση Εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC101 με φιάλη αποθήκευσης, καλώδιο 1 μέτρου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και βασικό εγχειρίδιο χρήσης.
Τύπος αισθητηρίου :	Γυαλί pH
Τύπος ηλεκτροδίου :	Μη επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς γέλης
Τύπος ηλεκτροδίων :	Πρότυπο
Τύπος μεθόδου:	Πεδίο: Μη επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς τύπου gel

Τι περιέχει το καλάθι

Εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC101 με φιάλη αποθήκευσης, καλώδιο 1 μέτρου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και βασικό εγχειρίδιο χρήσης.