



Εργαστηριακό, γενικής χρήσης, πληρωμένο με γέλη ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC201, καλώδιο 1 μέτρου

Αρ. προϊόντος: **PHC20101**
EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων

Το Intellical PHC201 είναι ένα ψηφιακό συνδυαστικό ηλεκτρόδιο pH με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Το PHC201 διαθέτει έναν μη επαναπληρώσιμο, πληρωμένο με ημίρρευστη γέλη σύνδεσμο αναφοράς με κεραμική ακίδα. Αυτό το εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH διαθέτει προστασία από τους κραδασμούς. Το σώμα από εποξειδικό πλαστικό παρέχει προστασία μέχρι και τον γυάλινο βολβό του στοιχείου ανίχνευσης. Το ηλεκτρόδιο διατίθεται με καλώδιο 1 ή 3 μέτρων. Το ηλεκτρόδιο pH PHC201 συνιστάται για γενικές εφαρμογές με υδατικά δείγματα. Το PHC201 δεν είναι κατάλληλο για χρήση με τύπους δειγμάτων οργανικών διαλυτών, χαμηλής ιονικής ισχύος, υγρών αποβλήτων, υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά ή υψηλής αλκαλικότητας.

Το Intellical PHC201 παρέχει γρήγορη, σταθερή απόκριση σε εφαρμογές ποιότητας νερού
Ηλεκτρολύτης γέλης χαμηλής συντήρησης και σύνδεσμος κεραμικής ακίδας για μέτρηση pH σε διάφορους τύπους δειγμάτων.

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical παρέχουν απόλυτη ιχνηλασιμότητα στο ιστορικό μετρήσεων
Αποθήκευση χρόνου και ημερομηνίας για κάθε μέτρηση, αναγνωριστικό χειριστή και δείγματος, ιστορικό βαθμονόμησης, παράμετρος και σειριακός αριθμός αισθητήρα

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical ειδοποιούν τον χρήστη όταν απαιτείται επαναβαθμονόμηση
Δεν απαιτούνται εικασίες για την παροχή των πιο αξιόπιστων και ακριβών αποτελεσμάτων με κάθε μέτρηση.

Οι ψηφιακοί αισθητήρες Intellical μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ μετρητών χωρίς την ανάγκη επαναβαθμονόμησης ή εκ νέου καταχώρισης των ρυθμίσεων μέτρησης
Ιδανικός για περιβάλλον πολλών χρηστών με πολλούς εργαστηριακούς και φορητούς μετρητές σειράς HQD.

Προδιαγραφές

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl (διπλού συνδέσμου)
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Εποξικό υλικό
Sodium (Alkalinity) error:	<20% σε pH 14 σε 1 M NaCl
Ακρίβεια θερμοκρασίας :	±0,3 °C
Απαιτήσεις δοκιμής:	Απαιτούμενη παράμετρος: pH
	Ελάχιστο βάθος δείγματος (mm): 15
Βάρος :	0,1 kg
Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :	0,1 °C
Εγγύηση :	6 μήνες
Ειδικά χαρακτηριστικά :	Γενικής εφαρμογής. Δείγματα καθαρού νερού.
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	pH 0 - 14

Εφαρμογή:	Clean Samples
Θερμική αντίσταση :	ATC
Κιτ προϊόντος:	Μοντέλο: PHC201
	Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται: Κανένα
Μήκος :	175 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	pH
Σετ,:	Όχι
Σύνδεση :	Porous Pin Junction
Τι περιέχει το καλάθι:	Εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC201 με φιάλη αποθήκευσης, καλώδιο 1 μέτρου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και βασικό εγχειρίδιο χρήσης.
Τύπος αισθητηρίου :	Γυαλί pH
Τύπος ηλεκτροδίου :	Μη επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς γέλης, ημίρρευστη γέλη
Τύπος ηλεκτροδίων :	Πρότυπο
Τύπος μεθόδου:	Εργαστήριο: Μη επαναπληρώσιμο στοιχείο αναφοράς ημίρρευστου τύπου gel

Τι περιέχει το καλάθι

Εργαστηριακό ηλεκτρόδιο pH Intellical PHC201 με φιάλη αποθήκευσης, καλώδιο 1 μέτρου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και βασικό εγχειρίδιο χρήσης.