



Be Right™



## Sension+ pH gel combination electrode (general use) with Automatic Temperature Compensation.

Αρ. προϊόντος: LZW5010T.97.002

EUR Τιμή: Επικοινωνήστε μαζί μας  
Διαθέσιμο

Ηλεκτρόδιο pH πληρωμένο με gel, χαμηλού κόστους, με κεραμικό διάφραγμα. Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Σώμα από πολυανθρακικό υλικό. Εύρος μέτρησης pH 0-14, 0-80 °C. Καλώδιο 1 m. Για εργαστηριακό μετρητή.

Αυτό το ηλεκτρόδιο pH με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε υδατικά μέσα εν γένει. Μια προστατευτική θήκη προλαμβάνει τη θραύση και αποτρέπει την υπερβολική συμπίεση του διαφράγματος.

### Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

### Inclusive storage protector.

---

## Προδιαγραφές

Accuracy:	0,002 pH με το μετρητή MM340
Electrode junction :	Κεραμική ακίδα
Αισθητήριο θερμοκρασίας :	Pt 1000
Διάλυμα πλήρωσης :	Μη επαναπληρώσιμο, τύπου gel
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 130 mm
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	0 - 14 pH
Θερμική αντίσταση :	Pt1000
Μήκος :	130 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	pH
Σύνδεσμος :	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Τύπος :	Εργαστήριο
Τύπος αισθητηρίου :	Γυαλί
Τύπος ηλεκτροδίων :	Εργαστήριο
Υλικό :	Σώμα αισθητηρίου: Πολυανθρακικό υλικό