



Sension+ Conductivity electrode (general use)

Αρ. προϊόντος:

LZW5060.97.0002

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαθέσιμο

Conductivity cell with Pt electrodes and Polycarbonate body.

Cell constant $k=1 \text{ cm}^{-1}$. Automatic temperature compensation. 1m cable. For portable meters.

Measuring range 0.2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , 0 - 80 °C.

The electrode is suitable for general aqueous applications.

Ergonomic and robust

Προδιαγραφές

Accuracy:	0.50% with EC5 Meter
Διαστάσεις (BxM):	12 mm x 85 mm
Εγγύηση :	12 μήνες
Εύρος θερμοκρασίας :	0 - 80 °C
Εύρος μέτρησης :	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Θερμική αντίσταση :	Pt1000
Μήκος :	85 mm
Μήκος καλωδίου :	1 m
Παράμετρος :	Conductivity
Σύνδεσμος :	Sension+ MP5
Τύπος :	Φορητό
Τύπος αισθητηρίου :	3-pole Platinum, $k = 1.0 \text{ cm}^{-1}$
Τύπος ηλεκτροδίων :	Portable
Υλικό :	Sensor Body: Outside: Polycarbonate; Inside: Glass