



## Sension+ MM110 Portable Multi-Parameter Meter for pH and ORP

Αρ. προϊόντος:

LPV2600.98.0002

### ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

### Multi-parameter system, simultaneous measurement

Basic instrument without accessories and electrodes.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ακρίβεια θερμοκρασίας :                          | 0,2 °C (± 1 ψηφίο)               |
| Ανάλυση TDS :                                    | -                                |
| Ανάλυση αγωγιμότητας :                           | -                                |
| Απαιτήσεις μπαταρίας:                            | 3 AA                             |
| Αποτέλεσμα εσωτερικής χωρητικότητα αποθήκευσης : | -                                |
| Αυτόματη αναγνώριση ρυθμιστικών :                | pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01 |
| Βαθμός προστασίας θήκης μεταφοράς:               | IP67                             |
| Βάρος :                                          | 0,3 kg                           |
| Γλώσσα διεπαφής χρήστη:                          | -                                |
| Γλώσσες εγχειριδίου λειτουργίας :                | Multi-lingual                    |
| Διακριτική ικανότητα θερμοκρασίας :              | 0,1 °C                           |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB):                              | 38 mm x 73 mm x 186 mm           |
| Διεπαφή λειτουργίας :                            | Keypad                           |
| Διεπαφή: γλώσσ                                   |                                  |

Υψος (συνολικό):

-