



Sample cells with caps for 2100 portable turbidimeters, 10 mL, 6 pcs

Αρ. προϊόντος:

2434706

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Replacement sample cells for use with portable turbidimeters. Pack of six round sample cells with caps.

Προδιαγραφές

Βάρος :	0,1 kg
Όγκος δείγματος :	10 mL
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	6 /pk
Σκοπός προμήθειας :	6 sample cells with caps
Υλικό :	Glass
Υποσημείωση :	For use with Hach 2100 Series Portable Turbidimeters