



Cell adapter, 12 and 13 mm, for 2100N and 2100AN turbidimeters

Αρ. προϊόντος: 3033400

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Allows use of 12 or 13 mm vials with 2100N / AN laboratory turbidimeters, incl. adapter and vial cover

Used with Hach spectrophotometers and portable laboratories. Makes it possible to use other cells in instruments which normally take a 25-mL cell. For use with Models 2100N and AN.

Προδιαγραφές

Βάρος :	0,05 kg
Σκοπός προμήθειας :	Vial adapter, vial cover, instructions
Συμβατότητα κυψελίδας :	12 mm and 13 mm vials