



PHC3359 Combined pH electrode for micro samples, fibre, BNC

Αρ. προϊόντος:

E16M343

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής

pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: fibre. With BNC plug.

Προδιαγραφές

Εγγύηση :	6 μήνες
Παράμετρος :	pH
Συμβατότητα οργάνου :	MeterLab & sensION+ GLP lab
Σύνδεσμος :	BNC Connector
Τύπος :	Εργαστηριακό, συνδυαστικό ηλεκτρόδιο