



Διάλυμα αναφοράς ORP, 600 mV, 500 mL

Αρ. προϊόντος:	25M2A1002-115
EUR Τιμή:	Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή εντός 2 εβδομάδων	

Διάλυμα αναφοράς ORP που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση αισθητήρα ORP (σε επανασφραγιζόμενες πλαστικές φιάλες).

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης :	600 mV
Όγκος/Μέγεθος πακέτου :	500 mL
Όργανο :	Ψηφιακός διαφορικός αισθητήρας ORP
Παράμετρος :	ORP