



Test kit, phosphorus, orthophosphate (reactive) , model PO-19A

Αρ. προϊόντος:

224801

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν εμφανίζεται η ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Προδιαγραφές

Parameter:	Phosphorus
Smallest increment:	0.02
Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0 - 40 mg/L PO ₄
Εύρος μέτρησης (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο :	PO-19A
Μοντέλο σετ μέτρησης :	PO-19A
	(Includes filtration for turbid samples.)
Όνομα μεθόδου :	Color disc/Ascorbic acid
Παράμετρος :	Phosphorus, Orthophosphate (reactive) - As PO ₄ ³⁻
Τυπικό εύρος μέτρησης:	0 - 0.8 mg/L PO ₄ ; 0 - 4 mg/L PO ₄ ; 0 - 40 mg/L PO ₄
Τύπος θήκης :	F