



## Test kit, phosphate, model PO-23

Αρ. προϊόντος:

224902

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε για την ημερομηνία αποστολής



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

**Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method**

**Achieve fast results with an easy-to-carry test kit**

---

### Προδιαγραφές

Smallest increment:	0.1
	1
Αριθμός δοκιμών :	100
Αριθμός μεθόδου :	Color disc/Ascorbic acid
	for clear samples
Βάρος μεταφοράς :	4
Εύρος μέτρησης :	0,1 - 4 mg/L PO <sub>4</sub>
Εύρος μέτρησης (2):	1 - 40 mg/L PO <sub>4</sub>
Κατηγορία:	Χρωματικός δίσκος
Μοντέλο σετ μέτρησης :	PO-23
Παράμετρος :	Phosphate, ortho-/meta- - As PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>
Τύπος θήκης :	F